



ARTIKELNUMMER: 251564

Fehlings Reagenz II für die klinische Diagnostik
zur Bestimmung von Glukose und Reduktionszuckern im Urin

TARIC 3822 00 00 00

SYNONIME: Kaliumnatriumtartrat - Lösung

PHYSIKALISCHE DATEN D 1,22 •

GEBRAUCHSANWEISUNG: 10 ml Lösung A + 10 ml Lösung B + 5 ml 10 % Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung + 25 ml Wasser mischen und erhitzen. Das Reagenz wird durch 0,05 g Glucose reduziert.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral Kaninchen 500 mg/kg • LD50 ipr Maus 40 mg/kg VLA-EC (NaOH) 2 mg/m³



H: H314 • H290 •

P: P260 • P264 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P501 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1760 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,215 kg 1kg~0,823 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Natriumhydroxid	90 g
Kaliumnatriumtartrat - Tetrahydrat	300 g
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	1 l

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität

entspricht

Maximum der Verunreinigungen
Eignung zur Bestimmung von Glucose

entspricht

Ed.: 5 . Vig.: 09.02.2018 .

Prod.: 251564