



ARTIKELNUMMER: 256284

Histofix ® zur Entkalkung von Knochenmark für die klinische Diagnostik
(® Eingetragene Warenzeichen der Panreac Química SLU)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

GEBRAUCHSANWEISUNG: Das Präparat in Lösung A (Fixiermittel) eintauchen und für mindestens 2,5 Stunden inkubieren. Anschließend das Präparat mit 50 %igem oder 70 %igem Ethanol spülen und für mindestens 3 Stunden in Lösung B (Entkalker) inkubieren.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H331 • H311 • H301 • H373 • H412 •
P: P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P501 • P273 • P280 • P301+P310 • P302+P352 • P304+P340 • P311 • P312 • P314 • P321 • P322 • P330 • P361 • P363 • P403+P233 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2922 • ADR: 8(6.1)/II • IMDG: 8(6.1)/II • IATA: 8(6.1)/II • PAX: 851 • CAO: 855 • (E) •

SPEZIFIKATION:

Zusammensetzung:
3 x 100 ml Lösung A (Fixiermittel)

3 x 100 ml Lösung B (Entkalker)

Ed.: 4 . Vig.: 11.12.2015 .

Prod.: 256284