



ARTIKELNUMMER: 256876

Paraffin Reiniger für die klinische Diagnostik

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, Löslich in Wasser 0,1 g/l bei 20 °C D 20/4 0,766 •
Schmelzpunkt: -10 °C • Siedepunkt: 96 °C • Flammpunkt: 57 °C • Dampfdruck: 19 hPa •

GEBRAUCHSANWEISUNG: Das Mikrotom mit einem feinen Pinsel von groben Paraffinverunreinigungen säubern und den Schneideapparat mit Paraffinreiniger einsprühen. Vorsichtig das gelöste Paraffin mit einem feinen Tuch abreiben und trocknen lassen.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung. VLA-EC (1-Propanol) 400 ppm 1.000 mg/m³ AGW (1-Propanol) 200 ppm 500 mg/m³



H: H226 • H318 • H304 • H413 •
P: P210 • P261 • P280 • P301+P310 • P303+P361+P353 • P305+P351+P338 • P310 • P331 • P403+P233 • P405 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/III • IMDG: 3/III • IATA: 3/III • PAX: 355 • CAO: 366 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,766 kg 1kg~1,305 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Isoparaffin H

425 ml

1-Propanol

75 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität

entspricht

Maximum der Verunreinigungen
Wasser (H₂O)

0,3 %

Ed.: 6 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 256876