



Ácidos y bases para análisis

En los laboratorios de química, los **ácidos** y las **bases** son compuestos químicos esenciales en una amplia gama de aplicaciones analíticas (ajustes de pH, digestión de muestras o reacciones químicas). Dependiendo de los requisitos analíticos, **ITW Reagents** ofrece diferentes grados bajo la marca PanReac AppliChem, asegurando reactivos de alta calidad. En la siguiente tabla encontrará los productos y calidades más utilizados para el análisis según **ISO** (International Organization for Standardization), **ACS** (American Chemical Society) y/o **Farmacopeas** (Ph. Eur. o USP).



Código de producto	Nombre de producto	Número CAS	Tamaño de envase
131008.1611	Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO	64-19-7	1 L*
131008.1612			2,5 L*
141008.1611	Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	64-19-7	1 L*
131032.1211	Ácido orto-Fosfórico 85% para análisis, ACS, ISO	7664-38-2	1 L
141032.1211	Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	7664-38-2	1 L
131037.1611	Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO	7697-37-2	1 L*
131037.1612			2,5 L*
173163.1611	Ácido Sulfúrico 98% para determinación de nitrógeno	7664-93-9	1 L*
173163.1612			2,5 L*
131058.1611	Ácido Sulfúrico 95-98% (Reag. Ph. Eur.) para análisis, ISO	7664-93-9	1 L*
131058.1612			2,5 L*
141058.1611	Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	7664-93-9	1 L*
121010.1611	Ácido Sulfúrico 90-91% según Gerber para análisis	7664-93-9	1 L*
121010.1612			2,5 L*
122448.1211	Ácido Sulfúrico 25% para análisis	7664-93-9	1 L*
131130.1611	Amoníaco 30% (en NH ₃) para análisis, ACS	1336-21-6	1 L*
141130.1611	Amoníaco 30% (en NH ₃) (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	1336-21-6	1 L*
121129.1611	Amoníaco 25% (en NH ₃) (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis	1336-21-6	1 L*
141129.1611	Amoníaco 25% (en NH ₃) (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	1336-21-6	1 L*
122666.1211	Sodio Hidróxido solución 32% p/v para determinación de nitrógeno	1310-73-2	1 L
122666.1214			5 L

*Botella de vidrio con anillo de vertido antigoteo. Mantenga su seguridad y el área de trabajo limpia.



Cómo cursar un pedido

Distribuidores

Para pedir nuestros productos de alta calidad, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local. **ITW Reagents** tiene distribuidores en los siguientes países:

Alemania	Corea del Sur	India	Portugal
Arabia Saudí	Costa de Marfil	Irlanda	Reino Unido
Argelia	Croacia	Israel	República Checa
Argentina	Dinamarca	Italia	Rumanía
Austria	Ecuador	Japón	Senegal
Bangladés	Eslovaquia	Jordania	Serbia
Bélgica	Eslovenia	Lituania	Suecia
Bosnia y Herzegovina	España	Marruecos	Suiza
Brasil	Estados Unidos	Noruega	Tailandia
Bulgaria	Francia	Países Bajos	Taiwán
Chile	Grecia	Pakistán	Turquía
China	Hong Kong-China	Paraguay	Uruguay
Colombia	Hungría	Polonia	Vietnam

Para más información de contacto de nuestros distribuidores, por favor visite itwreagents.com

o contacte nuestro Servicio al Cliente en customerservice.es@itwreagents.com

Clientes - Webshop

Los clientes autorizados de España, Portugal, Austria, Francia y Alemania pueden hacer sus pedidos a través de nuestra tienda online en itwreagents.com

IP-062ES

AppliChem GmbH

Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Germany
Phone +49 6151 9357 0
Fax +49 6151 9357 11
info.de@itwreagents.com

ITW Reagents, S.R.L.

Corso Milano 31
I-20900 Monza (MB)
Italy
Phone +39 039 9530 360
Fax +39 039 9530 361
info.it@itwreagents.com

Panreac Química S.L.U.

C/ Garraf 2, Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Spain
Phone +34 937 489 400
Fax +34 937 489 401
info.es@itwreagents.com



itwreagents.com