




ARTIKELNUMMER: 122844

3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse

für Bestimmung von Tensiden

C₂₀H₁₈BrN₃

C₂₀H₁₈BrN₃



M. = 380,30

CAS [518-67-2]

EINECS 208-256-7

TARIC 2933 99 80 90

SYNONIME: 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid •

PHYSIKALISCHE DATEN Pulver kristallin, dunkel rot, Löslich in Wasser 4 g/l bei 20 °C Schmelzpunkt: 246 - 248 °C

•

Literatur Safety 2 , 1427 D • Beilstein 22 , IV , 5514 V , 11/352 • BRN 3809779 •

GEFÄHRLICHKEIT: RTECS: SF 7960500 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H315 • H319 • H335 •

P: P264 • P280 • P302+P352 • P321 • P332+P313 • P362 • P305+P351+P338 • P337+P313 • P261 • P271 • P304+P340 • P312 • P403+P233 • P405 • P501 •

SPEZIFIKATION:

Minimaler Gehalt (Spektrophotometrisch) (getr. Subst.)	95%
Identität :	
Identität	IR entspricht
A 1% , 1 cm, $\lambda_{\max}$.	>150

$\lambda_{\text{von max ABS in CH}_3\text{OH}}$	520 - 524 nm
---	--------------

Geeignet zur Tensidbestimmung	entspricht
-------------------------------	------------

Maximum der Verunreinigungen
Trocknungsverlust bei 110°C

5%

Ed.: 3 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 122844