



ARTIKELNUMMER: 124856

Chlorbenzol / Essigsäure 2:1 (TBN - Mischung) (ASTM D2896) zur Analyse

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, farblose, Mischbar mit ethanol • D 1,078 • Flammpunkt:34,5 °C(geschlossener Tiegel) •

Literatur ASTM Standard D 2896-92 "Standard Test Method for Base Number of Petroleum Products by Potentiometric Perchloric Acid Titration" •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H314 • H332 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P243 • P260 • P261 • P264 • P271 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P312 • P321 • P338 • P363 • P370+P378 • P403+P235 • P405 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2924 • ADR: 3(8)/III • IMDG: 3(8)/III • IATA: 3(8)/III • PAX: 354 • CAO: 365 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,078 kg 1kg~0,927 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Chlorbenzol	667 ml
Essigsäure	333 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität
Dichte bei 20/4

entspricht
1,075 - 1,080

Ed.: 4 . Vig.: 13.07.2017 .

Prod.: 124856