



ARTIKELNUMMER: 124860

TAN - Mischung zur Analyse

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, farblose, Mischbar mit Ethanol • D 20/4 0,82 • Flammpunkt:9 °C •

Literatur ASTM Standard D 664-07 "Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration" •

GEFÄHRlichkeit: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H332 • H319 • H335 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P337+P313 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,822 kg 1kg~1,216 l

SPEZIFIKATION:

Maximum der Verunreinigungen

Säure Zahl

0,005

Zusammensetzung entsprechend ASTM D 664-07:

entspricht

Ed.: 3 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 124860