



ARTIKELNUMMER: 126352

Amidoschwarz 10B Lösung für die Bestimmung des Proteingehalts in Milch zur Analyse
nach NF V 04-216

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, blau, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,007 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

BEOBACHTUNGEN: Lagerung 15 - 20°C • Unter Lichtschutz lagern. •

SPEZIFIKATION:

pH bei 20°C 2,30-2,50

ABS
bei λ 620 nm 1 % in H₂O 0,695-0,735