



ARTIKELNUMMER: 146257

Paraffinöl dünnflüssig (USP-NF, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharma-Qualität

CAS [8042-47-5] EINECS 232-455-8
TARIC 2710 19 85 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, Ölig, farblose, D 20/4 0,845 • Siedepunkt: 300 - 450 °C • Flammpunkt:>180 °C •

Literatur Merck Index **13**, 7.263 BP.**2016** • USP **-NF 34** • Ph. Eur. **7.0** (2013) **8.0** (2014) •

GEFÄHRLICHKEIT: RTECS: PY 8030000 • LD50 oral Ratte 5.000 mg/kg • TLV-TWA 5 ppm10 mg/m3



H: H304 •
P: P301+P310 • P331 • P405 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,845 kg 1kg~1,183 l

BEOBACHTUNGEN: Unter Lichtschutz lagern. •

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität entsprechend den Pharmakopöen:	entspricht
Dichte bei 20/20	0,810-0,875
Dichte bei 25/25	0,818-0,880

Viskosität dynamisch 19,9 - 20,1°C
Viskosität kinematisch 39,9-40,1°C

25-80 mPas
3,0-33,5 mm²/s

Maximum der Verunreinigungen

Azidität / Alkalität

entspricht

Verhalten gegen H₂SO₄

entspricht

S gesamt

entspricht

Paraffin, (fest)

entspricht

Lösungsmittelrückstände (Ph. Eur., USP)

entspricht

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

entspricht

Metallrückstände (nach EMEA/CHMP/SWP/4446/2000): Metallkatalysatoren werden nicht im Herstellungsprozess verwendet.

Ed.: 5 . Vig.: 28.05.2014 .

Prod.: 146257