




PRODUCT CODE: 15A771

Di-Isopropylamine, 99% for synthesis

$C_6H_{15}N$

$C_6H_{15}N$



M.= 101,19 CAS [108-18-9] EINECS 203-558-5

TARIC 2921 19 99 90

SYNONYMS: Di-2-Propylamine, Diisopropylamine, N-(1-Methylethyl)-2-Propanamine

PHYSICAL DATA: liquid, Clear, Colourless, Miscible with water · D 20/4 0,717 · M.P.: -96 C · B.P.: 84 C · n₂₀/D : 1,3915 · Flash P.: -17 C · Vap. press. (20 C) 100 hPa · Expl. limit 1,5 %(V) 8,5 %(V) ·

BIBLIOGRAPHY:

HAZARDOUS: C.E: 612-129-00-5 · LD50 oral rbt 4.700 mg/kg · LD50 oral mus 2.120 mg/kg · LC L0 rbt 2207ppm / 2.5h · LC50 rat 4800mg/m³ / 2h · TLV-TWA 5 ppm 21 mg/m³ VLA-ED 5 ppm 21 mg/m³



H: H225 · H335 · H302 · H314 · H332 ·

P: P210 · P233 · P240 · P241 · P242 · P243 · P260 · P261 · P264 · P270 · P271 · P280 · P301+P312 · P301+P330+P331 · P303+P361+P353 · P304+P340 · P305+P351+P338 · P310 · P312 · P321 · P330 · P338 · P363 · P370+P378 · P403+P235 · P405 · P501 ·

TRANSPORT REGULATIONS: UN: 1158 · ADR: 3(8)/II · IMDG: 3(8)/II · IATA: 3(8)/II · PAX: 352 · CAO: 363 · (D/E) ·

WEIGHT/VOLUME INFORMATION: 1l~0,716 kg 1kg~1,396 l

OBSERVATIONS: Product controlled as dual purpose. ·

SPECIFICATIONS:

Minimum assay (G.C.)

99%

Identity :

Identity

IR passes test

Density at 20/4

0,715-0,717

Water (H₂O)

0,3 %

Ed.: 1 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 15A771