



ARTIKELNUMMER: 161347

Hexan, 95% Alkanmischung zur Synthese



M.= 86,18

CAS [92112-69-1]

EINECS 295-570-2

TARIC 2901 10 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, Nicht mischbar mit Wasser. • D 20/4 0,67 • Schmelzpunkt: -95 °C • Siedepunkt: 60 - 70 °C • Flammpunkt: -22 °C • Zündtemperatur:240 °C • Dampfdruck: (20 °C) 177 hPa • Explosionsgrenze:0,6 %(V)7,7 %(V) •

Literatur ACS XI •

GEFÄHRLICHKEIT: RTECS: MN 9275000 • LD50 oral Ratte 28.710 mg/kg • LC L0 Maus 120000mg/m3 • AGW 20 ppm72 mg/m3



H: H225 • H315 • H411 • H304 • H336 • H373 • H361f •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P243 • P261 • P264 • P271 • P273 • P280 • P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P312 • P321 • P331 • P332+P313 • P362 • P370+P378 • P391 • P403+P233 • P403+P235 • P405 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1208 • ADR: 3(CONT.MARINO)/II • IMDG: 3(CONT.MARINO)/II • IATA: 3(CONT.MARINO)/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,67 kg 1kg~1,49 l

SPEZIFIKATION:

Gehalt (als C₆H₁₄ Isomere) min. (GC)

95%

Nichtflüchtige Anteile

0,001 %

Wasser (H₂O)

0,01 %

Ed.: 3 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 161347