



ARTIKELNUMMER: 175145

OXI-OLEO-TEST

zur Bestimmung des Verdorbenheitsgrades von Fritier- und Siedefetten. 60 Tests

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H332 • H302 • H314 • H318 • H336 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P312 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P312 • P321 • P330 • P338 • P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2924 • ADR: 3(8)/II • IMDG: 3(8)/II • IATA: 3(8)/II • PAX: 352 • CAO: 363 • (D/E) •

SPEZIFIKATION:

Zusammensetzung:

2 x 100 ml OXI-OLEO-TEST Reagenz 1

1 x 20 ml OXI-OLEO-TEST Reagenz 2

1 Kunststoffkoffer

2 Reagenzgläser mit Stopfen

1 Metalllöffel
1 Farbskala
1 Produktinformation

Ed.: 4 . Vig.: 26.07.2019 .

Prod.: 175145