



ARTIKELNUMMER: 175305

Natriumchlorid - Lösung ASTM B117-16
für Salznebel

NaCl
NaCl

M.= 58,44 CAS [7647-14-5] EINECS 231-598-3
TARIC 2501 00 99 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,035 •

Literatur UNE-EN ISO 9227:2006 Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären. Salzsprühnebelprüfungen •
ASTM Standard B117-16 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus, UNE-EN 60068-2-11
Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist, UNE-EN ISO 9227:2006 Corrosion testing in artificial
atmospheres. Sal mist testing. •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,035 kg 1kg~0,966 l

SPEZIFIKATION:

Gehalt (arg.)	4-6 %
pH bei 23 ± 3 / 35°C	6,5-7,2

Maximum der Verunreinigungen

Antibackmittel	0,0%
Halogenide (Bromid, Fluorid, Iodid)	0,1%
Summe aller Verunreinigungen	0,3%

Cu	0,00003 %
Ni	0,001 %

Dieses Produkt wurde mit Natriumchlorid und Wasser Typ IV entsprechend ASTM B117-16 und ASTM D1 hergestellt.

Ed.: 6 . Vig.: 22.05.2017 .

Prod.: 175305