



ARTIKELNUMMER: 181528

Kaliumpermanganat 0,2 mol/l (1N) Maßlösung

KMnO₄
KMnO₄

M.= 158,04

CAS [7722-64-7]

EINECS 231-760-3

TARIC 2841 61 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , dunkel violett, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,022 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 025-002-00-9 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H411 •

P: P273 • P391 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3082 • ADR: 9/III • IMDG: 9/III • IATA: 9/III • PAX: 964 • CAO: 964 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,022 kg 1kg~0,978 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufenausgangsstoff zur Drogenherstellung

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST