



ARTIKELNUMMER: 181529

Kaliumpermanganat 0,02 mol/l (0,1N) (Reag. USP) Maßlösung

KMnO₄
KMnO₄

M.= 158,04

CAS [7722-64-7]

EINECS 231-760-3

TARIC 2841 61 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , dunkel violett, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,002 • pH8 •
Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 025-002-00-9 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.
H: H412 •
P: P273 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,002 kg 1kg~0,998 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufenausgangsstoff zur Drogenherstellung

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST