



ARTIKELNUMMER: 182108

Salzsäure 2 mol/l (2N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

HCl

M.= 36,46

CAS [7647-01-0]

EINECS 231-595-7

TARIC 2806 10 00 00

SYNONIME: HCl - Maßlösungen

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,035 • pH1 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Kaninchen 900 mg/kg • LC L0 man 1300ppm • LC50 Ratte 3124ppm (V) / 1h • LD50
ipr Maus 1.449 mg/kg VLA-EC (HCl) 10 ppm15 mg/m3 AGW (HCl) 7,6 mg/m3 AGW (HCl) 5 ppm



H: H290 •

P: P234 • P390 • P406 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1789 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,035 kg 1kg~0,966 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufenausgangsstoff zur Drogenherstellung •

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Messtoleranz
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

Ed.: 4 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 182108