



ARTIKELNUMMER: 182112

Salpetersäure 2 mol/l (2N) Maßlösung

Indikator: Methylrot

HNO₃

HNO₃

M.= 63,01

CAS [7697-37-2]

EINECS 231-714-2

TARIC 2808 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,07 • pH1 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 007-004-00-1 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.VLA-EC (HNO₃) 4 ppm10 mg/m³
AGW (HNO₃) 2 ppm5,2 mg/m³



H: H314 •

P: P260 • P264 • P280 • P301+P330+P331 • P303+P361+P353 • P501 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2031 • ADR: 8/II • IMDG: 8/II • IATA: 8/II • PAX: F • CAO: 855 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,07 kg 1kg~0,93 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 182112