



ARTIKELNUMMER: 182115

Silbernitrat 0,05 mol/l (0,05N) Maßlösung

Indikator: Kaliumchromat

AgNO₃

AgNO₃

M.= 169,87

CAS [7761-88-8]

EINECS 231-853-9

TARIC 2843 21 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,008 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 047-001-00-2 •

Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW 0,01 mg/m³

H: H412 •

P: P273 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN:

1l~1,008 kg

1kg~0,992 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)

Unsicherheit

Rückführbar

0,999 - 1,001

s. Zertifikat

NIST