



ARTIKELNUMMER: 182116

Silberniträt 1 mol/l (1N) Maßlösung

Indikator: Kaliumchromat

AgNO₃

AgNO₃

M.= 169,87

CAS [7761-88-8]

EINECS 231-853-9

TARIC 2843 21 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,138 • pH7 - 9 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 047-001-00-2 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW 0,01 mg/m³



H: H314 • H410 •

P: P260 • P264 • P273 • P280 • P301+P330+P331 • P501 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P391 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3082 • ADR: 9/III • IMDG: 9/III • IATA: 9/III • PAX: 964 • CAO: 964 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,138 kg 1kg~0,879 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

