



ARTIKELNUMMER: 182146

Kalilauge 0,1 mol/l (0,1N) ethanolisch (Reag. USP, Ph.Eur.) Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

HKO
KOH

M.= 56,11
TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 0,816 • pH14 •
Flammpunkt:13 °C • Zündtemperatur:>425 °C • Explosionsgrenze:3,5 %(V)15 %(V) •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 273 mg/kg • VLA-EC (KOH) 2 mg/m3 AGW (Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m3



H: H225 • H319 • H315 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P264 • P280 • P302+P352 • P303+P361+P353 •
P305+P351+P338 • P321 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P370+P378 • P403+P235 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,816 kg 1kg~1,225 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

Ed.: 3 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 182146