



ARTIKELNUMMER: 182147

Kalilauge 0,1 mol/l (0,1N) methanolisch (Reag. USP) Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

HKO
KOH

M.= 56,11
TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 0,821 • pH13,5 •
Flammpunkt:11 °C • Zündtemperatur:455 °C • Explosionsgrenze:5,5 %(V)31 %(V) •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral man 6.422 mg/kg • LD50 oral Maus 7.300 mg/kg • LD50 oral Ratte 273 mg/kg • TC L0 Maus 50g/m3 / 2h • LC L0 man 86000mg/m • LC50 Ratte 64000ppm / 4h • LD50 dermal Kaninchen 15.800 mg/kg • LD50 ipr Maus 10.765 mg/kg TLV-TWA (Methanol) 200 ppm262 mg/m3 VLA-EC (KOH) 250 ppm2 mg/m3 VLA-EC (Methanol) 333 mg/m3 AGW (Methanol) 200 ppm266 mg/m3



H: H225 • H331 • H311 • H301 • H370 • H319 • H315 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P307+P311 • P311 • P312 • P321 • P322 • P330 • P332+P313 • P337+P313 • P361 • P362 • P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3286 • ADR: 3(6.1)(8)/II • IMDG: 3(6.1)(8)/II • IATA: 3(6.1)(8)/II • PAX: 352 • CAO: 363 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,821 kg 1kg~1,218 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Messtoleranz
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

Ed.: 3 . Vig.: 31.05.2019 .

Prod.: 182147