



ARTIKELNUMMER: 182163

Zinksulfat 0,05 mol/l (0,05M) Maßlösung

Indikator: Eriochromschwarz T

O4SZn.7H2O

ZnSO4.7H2O

M.= 287,54

CAS [7446-20-0]

EINECS 231-793-3

TARIC 2833 29 20 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,007 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 030-006-00-9 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.

H: H412 •

P: P273 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST