



ARTIKELNUMMER: 182564

Silbernitrat 0,01 mol/l (0,01N) Maßlösung

Indikator: Kaliumchromat

AgNO₃

AgNO₃

M.= 169,87

CAS [7761-88-8]

EINECS 231-853-9

TARIC 2843 21 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW 0,01 mg/m³

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,000 kg 1kg~1,000 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST