



ARTIKELNUMMER: 182971

Natronlauge 0,2 mol/l (0,2N) Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

HNaO

NaOH

M.= 40,00

CAS [1310-73-2]

EINECS 215-185-5

TARIC 2815 12 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, Lauge absorbiert CO₂ aus der Luft., mit Wasser mischbar • D 20/4 1,006 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 011-002-00-6 • LD L0 oral Kaninchen 500 mg/kg • LD50 ipr Maus 40 mg/kg TLV-TWA (NaOH) 2 mg/m³ VLA-EC (NaOH) 2 mg/m³



H: H319 • H315 •

P: P264 • P280 • P302+P352 • P305+P351+P338 • P321 • P501 • P332+P313 • P337+P313 • P362 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1824 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,006 kg 1kg~0,994 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST

Ed.: 4 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 182971