



ARTIKELNUMMER: 183154

Natronlauge 0,111 mol/l (0,111N) nach Dornic Maßlösung
für die Analyse des Säuregrades von Milch

HNaO
NaOH

M.= 40,00 CAS [1310-73-2] EINECS 215-185-5
TARIC 2815 12 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, Lauge absorbiert CO₂ aus der Luft., mit Wasser
mischbar • D 20/4 1,005 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral Kaninchen 500 mg/kg • LD50 ipr Maus 40 mg/kg VLA-EC (NaOH) 2 mg/m³

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1824 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,005 kg 1kg~0,995 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)	0,999 - 1,001
Unsicherheit	s. Zertifikat
Rückführbar	NIST