



ARTIKELNUMMER: 183335

Schwefelsäure 0,1275 mol/l (0,255N) Maßlösung
zur Bestimmung von Rohfaser, gemäss WeendelIndikator: Methylrot

H₂O₄S
H₂SO₄

M.= 98,08 CAS [7664-93-9] EINECS 231-639-5
TARIC 2807 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,011 •
Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.VLA-EC (H₂SO₄) 3 mg/m³ AGW (H₂SO₄) 1 mg/m³

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2796 • ADR: 8/II • IMDG: 8/II • IATA: 8/II • PAX: 851 • CAO: 855 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,011 kg 1kg~0,989 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufenausgangsstoff zur Drogenherstellung

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)	0,999 - 1,001
Unsicherheit	s. Zertifikat
Rückführbar	NIST