



ARTIKELNUMMER: 183336

Kalilauge 0,1 mol/l (0,1N) in 2-Propanol Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

HKO
KOH

M.= 56,11
TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 0,787 • pH13 •
Flammpunkt:12 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 019-002-00-8 • LD L0 oral man 3.570 mg/kg • LD50 oral Ratte 5.045 mg/kg • LD50 oral Ratte 273 mg/kg • LD50 ipr Maus 4.477 mg/kg TLV-TWA (2-Propanol) 400 ppm983 mg/m3 TLV-TWA (KOH) 2 mg/m3 VLA-EC (KOH) 500 ppm2 mg/m3 VLA-EC (2-Propanol) 1.250 mg/m3 AGW (2-Propanol) 400 ppm998 mg/m3



H: H225 • H319 • H335 • H315 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P337+P313 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 • P501 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 2924 • ADR: 3 (8)/II • IMDG: 3 (8)/II • IATA: 3 (8)/II • PAX: 352 • CAO: 363
• (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,787 kg 1kg~1,271 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C) 0,999 - 1,001

Messtoleranz
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 183336