



ARTIKELNUMMER: 183354

Kaliauge 0,23 mol/l (0,23N) Maßlösung

zur Bestimmung von Rohfaser gemäss Weende. Indikator: Bromphenolblau

HKO
KOH

M.= 56,11 CAS [1310-58-3] EINECS 215-181-3
TARIC 2815 20 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,012 • pH13 •
Literatur F.C.C IV819 •

GEFÄHRLICHKEIT: C.E: 019-002-00-8 • LD50 oral Ratte 273 mg/kg • TLV-TWA (KOH) 2 mg/m3 VLA-EC (KOH) 2 mg/m3



H: H319 • H315 •
P: P264 • P280 • P302+P352 • P305+P351+P338 • P321 • P332+P313 • P337+P313 • P362 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1814 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,012 kg 1kg~0,988 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)	0,999 - 1,001
Unsicherheit	s. Zertifikat
Rückführbar	NIST

