



ARTIKELNUMMER: 183397

Natronlauge 0,02 mol/l (0,02N) Maßlösung

Indikator: Phenolphthalein

HNaO

NaOH

M.= 40,00

CAS [1310-73-2]

EINECS 215-185-5

TARIC 2815 12 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblose, Absorbiert CO₂ aus der Luft., mit Wasser mischbar •

D 20/4 1 • pH12,5 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral Kaninchen 500 mg/kg • LD50 ipr Maus 40 mg/kg VLA-EC (NaOH) 2 mg/m³

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1824 • ADR: 8/III • IMDG: 8/III • IATA: 8/III • PAX: 852 • CAO: 856 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,000 kg 1kg~1,000 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Unsicherheit
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST