



**ARTIKELNUMMER: 185560**

**Silberniträt 0,5 mol/l (0,5N) Maßlösung**

---

AgNO<sub>3</sub>  
AgNO<sub>3</sub>

M.= 169,87

CAS [7761-88-8]

EINECS 231-853-9

TARIC 2843 21 00 00

**PHYSIKALISCHE DATEN** flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 1,068 •

**Literatur**

**GEFÄHRLICHKEIT:** C.E: 047-001-00-2 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW (Ag) 0,01 mg/m<sup>3</sup>



H: H314 • H410 •

P: P260 • P264 • P273 • P280 • P301+P330+P331 • P501 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P310 • P321 • P338 • P363 • P391 • P405 •

**TRANSPORTBESTIMMUNGEN:** UN: 3082 • ADR: 9/III • IMDG: 9/III • IATA: 9/III • PAX: 964 • CAO: 964 • (E) •

**INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN:** 1l~1,068 kg 1kg~0,936 l

**SPEZIFIKATION:**

Titer (20°C)

1,000 ±0,001