



ARTIKELNUMMER: 185733

Iodid-Iodat - Lösung N/50 Maßlösung

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

SPEZIFIKATION:

Titer (20°C)
Messtoleranz
Rückführbar

0,999 - 1,001
s. Zertifikat
NIST