



ARTIKELNUMMER: 211714

Natriumsilicat, neutrale Lösung technisch

Na₂O3Si
Na₂SiO₃

M.= 122,07 CAS [1344-09-8] EINECS 215-687-4
TARIC 2839 19 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , farblos oder leicht gelb, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,37 •
pHsol. 5%11 - 12 •

Literatur Merck Index **12**, 8.824 13, 8.751 Römp **8** , **2749** •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H319 • H335 • H315 •
P: P261 • P264 • P271 • P280 • P302+P352 • P501 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P332+P313
• P337+P313 • P362 • P403+P233 • P405 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,365 kg 1kg~0,733 l

SPEZIFIKATION:

pH einer 5 % Lösung	<=11,5
Dichte at 20/4	1,350-1,380
Cu	0,005 %
Ni	0,005 %
Pb	0,005 %

Ed.: 1 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 211714