



ARTIKELNUMMER: 251002

Immersionsöl für die klinische Diagnostik

CAS [8001-79-4] EINECS 232-293-8
TARIC 1515 30 90 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, viskos, von farblos um zu gelb, In Wasser unlöslich D 20/4 0,96 • Siedepunkt: 313 °C • n_{20/D} : 1,48 • Flammpunkt: 110 °C •

Literatur Safety 2 , 707 B •

GEFÄHRLICHKEIT: RTECS: FJ 1520050 • Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,960 kg 1kg~1,042 l

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	IR entspricht
Dichte bei 20/4	0,955-0,965
Brechungsindex n _{20/D}	1,477-1,481

Maximum der Verunreinigungen

Unlösliche Anteile in C ₂ H ₅ OH	entspricht
--	------------