



ARTIKELNUMMER: 251049

Pikrinsäure, gesättigte Lösung für die klinische Diagnostik
für Bestimmung von Alkohol und Kreatinin

C6H3N3O7

M.= 229,11 CAS [88-89-1] EINECS 201-865-9
TARIC 2908 99 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, durchlässig , Gelb, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,00 • pH1,4 •
Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD L0 oral Meerschweinchen 100 mg/kg • LD L0 oral Kaninchen 120 mg/kg • LD50 ipr Maus
56,3 mg/kg AGW 0,1 mg/m3

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,006 kg 1kg~0,994 l

SPEZIFIKATION:

Minimaler Gehalt (w/v) 1,2%