



ARTIKELNUMMER: 251301

Eosin gelblich alkoholisch wässrige Lösung 1% für die klinische Diagnostik

TARIC 3204 12 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN Klare, rote Flüssigkeit, die auf dunklem Hintergrund grün fluoresziert., Mischbar mit Alkohol und Wasser • D 20/4 0,992 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,997 kg 1kg~1,003 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Eosin gelb	1 g
Ethanol absolut	10 ml
Wasser	90 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht

Maximum der Verunreinigungen

Geeignet für Hämatoxylin - Eosin Färbung	entspricht
--	------------

Ed.: 4 . Vig.: 09.02.2018 .

Prod.: 251301