



ARTIKELNUMMER: 251333

Ziehl-Neelsen - Fuchsin - Lösung für die klinische Diagnostik

TARIC 3204 13 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, leicht opalartig von Farbe rot zinnoberrot, Mischbar mit Alkohol und Wasser • D 20/4 0,994 • Flammpunkt: 47 °C •

Literatur Clark G., "Staining Procedures", 4th Ed., Williams and Wilkins, Baltimore, 446 (1981); R. García del Moral, "Laboratorio de Anatomía Patológica", 1ª Ed., McGraw-Hill, 284 (1993); E.B. Prosphet, B.Mills, J. B. Arrington, L. H. Sobin, "Laboratory Methods in Histotechnology", Armed Forces Institute of Pathology, 219 (1992); E. Suárez Peregrin, "Manual Técnico de Análisis Clínicos", 9ª Ed., Prieto, 170 (1972); S. Frankel, S. Reitman, A. C. Sonnenwirth, "Gradwohl's cli •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung. AGW (Phenol) 5 ppm/20 mg/m³



H: H225 • H312 • H302 • H319 • H315 • H341 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P264 • P270 • P280 • P301+P312 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P322 • P330 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P363 • P370+P378 • P403+P235 • P201 • P202 • P281 • P308+P313 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/III • IMDG: 3(6.1)/III • IATA: 3(6.1)/III • PAX: 355 • CAO: 366 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,994 kg 1kg~1,006 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Fuchsin basisch	0,74 g
Phenol	5 ml
Ethanol absolut	10 ml
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht

Maximum der Verunreinigungen

ABS	
bei λ an 545 nm; dil. 1:2000	0,400 - 0,565
Eignung für Gramm Nicolle Färbung	entspricht

Ed.: 4 . Vig.: 09.02.2018 .

Prod.: 251333