



ARTIKELNUMMER: 251774

Lugol's - Lösung mit 0,4% Jod (verwässert) für die klinische Diagnostik
für Mikroskopie, Tönung des Bakteriums nach Gramm.

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , Dunkelbraunes, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,008 •
Siedepunkt: 100 °C • pH4,0 - 4,5 •

Literatur Clark G., "Staining Procedures", 4th Ed., Williams and Wilkins ,Baltimore , 362 , 442 (1981) ; H. J. Conn ,
"Biological Stains", 9thEd., Williams and Wilkins , Baltimore (1977) ; R. García del Moral , "Laboratorio de Anatomía
Patológica", 1ª Ed., McGraw-Hill , 282 (1993); E.B. Prosphet , B. Mills , J. B. Arrington , L. H. Sobin , "Laboratory
Methods in Histotechnology", Armed Forces Institute ofPathology , 203 (1992); E. Suárez Peregrin , "Manual Técnico
deAnálisis Clínicos", •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

H: H412 •

P: P273 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,008 kg 1kg~0,992 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Kaliumiodid	0,66 g
Iod	0,4 g
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht
Eignung für Gramm-Hucker Färbung	entspricht

Ed.: 6 . Vig.: 24.07.2020 .

Prod.: 251774