



ARTIKELNUMMER: 251803

Alkohol-Aceton 7:3 für die klinische Diagnostik

TARIC 2914 11 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, Mischbar in Alkohol und Aceton. • D 20/4 0,795 •
Flammpunkt:<10 °C(geschlossener Tiegel) •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 5.800 - 7.060 mg/kg • VLA-EC (CH₃COCH₃) 750 ppm1.810 mg/m³ AGW
(Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m³ AGW (CH₃COCH₃) 500 ppm1.205 mg/m³



H: H225 • H319 • H336 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P303+P361+P353 •
P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P337+P313 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 353 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,795 kg 1kg~1,258 l

BEOBACHTUNGEN: Produkt unterliegt der Kontrolle als Vorstufeausgangsstoff zur Drogenherstellung •

ZUSAMMENSETZUNG:

Ethanol absolut	70 ml
Aceton	30 ml

SPEZIFIKATION:

Dichte bei 25/4

0,783 - 0,786

Ed.: 3 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 251803