



ARTIKELNUMMER: 252164

Pufferlösung pH 7,2 für die klinische Diagnostik
für Hematologie, nach Weise

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,001 • pH7,2 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,001 kg 1kg~0,999 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Kaliumdihydrogenphosphat	40 mg
di-Natriumhydrogenphosphat - Dodecahydrat	151 mg
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht
pH	7,0 - 7,4