



ARTIKELNUMMER: 252531

Grams Safraninlösung für die klinische Diagnostik

TARIC 3204 13 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , rot Kirsche, Mischbar mit Alkohol und Wasser • D 20/4 0,99 •

Literatur Clark G., "Staining Procedures", 4th Ed., Williams and Wilkins ,Baltimore , 377 (1981) ; R. García del Moral , "Laboratorio de AnatomíaPatológica", 1ª Ed., McGraw-Hill , 136 (1993) •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.AGW (Ethanol) 1.000 ppm1.910 mg/m3

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,990 kg 1kg~1,01 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Safranin O	0,25 g
Ethanol absolut	10 ml
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	100 ml

SPEZIFIKATION:

Maximum der Verunreinigungen

ABS

bei λ an 519 ± 3 nm; dil. 1:1000

Eignung für Färbung

0,200 - 0,285

entspricht

Ed.: 3 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 252531