



ARTIKELNUMMER: 253594

**Papanicolaous - Lösung 3b EA 50 für die klinische Diagnostik
für Cytologie**

TARIC 3204 16 00 90

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , grün mit Fabton rot, Mischbar mit Alkohol und Wasser • D 20/4 0,817 • Flammpunkt:17 °C •

Literatur Clark G., "Staining Procedures", 4th Ed., Williams and Wilkins ,Baltimore , 209 (1981) ; H. J. Conn , "Biological Stains",9th Ed.,Williams and Wilkins , Baltimore , (1977) ; E. Suárez Peregrin ,"Manual Técnico de Análisis Clínicos", 9ª Ed., Prieto , 359 (1972) ; S.Frankel , S. Reitman , A. C. Sonnenwirth , "Gradwohl#s clinicallaboratorymethods and diagnosis" , 7th Ed., The C. V. Mosby Company 1 ,972 (1970) ; Stanley S. Raphael , "Lynch#s Medical LaboratoryTechnology", 3rd Ed •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.VLA-EC (Methanol) 333 mg/m3 VLA-EC Haut-Resorption 250 ppm AGW 200 ppm266 mg/m3



H: H225 • H331 • H311 • H301 • H370 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P307+P311 • P311 • P312 • P321 • P322 • P330 • P361 • P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/II • IMDG: 3(6.1)/II • IATA: 3(6.1)/II • PAX: 352 • CAO: 364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,817 kg 1kg~1,224 l

BEOBACHTUNGEN: Lagerung 15 - 18°C •

ZUSAMMENSETZUNG:

Hellgrün SF gelblich	58 mg
Bismarkbraun	40 mg
Eosin gelb	0,225 g
Phosphorwolframsäure	0,17 g
Eisessig	0,1 g
Methanol	93 ml
Wasser	7 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht
Dichte bei 20/4	0,810 - 0,830

Ed.: 3 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 253594