



ARTIKELNUMMER: 253998

Blau zur Schnellfärbung (Panoptisch Nr. 3) für die klinische Diagnostik
Färbung von Blutabstrichen oder medullär

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , Dunkel blau, mit Wasser mischbar D 20/4 1,007 • pH6,8 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,007 kg 1kg~0,993 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Azur B	2 g
Pufferlösung pH 7, ausreichend für eine Menge von	1000 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :	
Identität	entspricht

Maximum der Verunreinigungen

Eignung für Hematology-Fleck	entspricht
------------------------------	------------