



ARTIKELNUMMER: 255254

DPX Einschlussmittel (auf Toluolbasis) für die klinische Diagnostik
für Mikroskopie, Einschlussmittel

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , dicht, Mischbar mit Xylol. Nicht mischbar mit Ethanol. • D 20/4
0,945 • $n_{20/D}$: 1,52 • Flammpunkt:12 °C •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 636 mg/kg • LC50 Ratte 30mg/l / 4h • AGW 50 ml/m3 191 mg/m3



H: H225 • H302 • H315 • H361d • H336 • H373 • H304 •
P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P280 • P302+P352 •
P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P322 • P332+P313 • P337+P313 • P362 •
P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/II • IMDG: 3(6.1)/II • IATA: 3(6.1)/II • PAX: 352 • CAO:
364 • (D/E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,945 kg 1kg~1,058 l

SPEZIFIKATION:

Brechungsindex $n_{20/D}$

1,515-1,525

Ed.: 4 . Vig.: 21.01.2019 .

Prod.: 255254