



ARTIKELNUMMER: 255298

Carazzi's Hämatoxylin - Lösung für die klinische Diagnostik

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , Violett, mit Wasser mischbar • D 25/4 1,08 •

Literatur Eduardo Suarez Peregrin., "Manual Técnico de Análisis Clínicos", 9 Ed.,Prieto, 388 (1972) ; J.D. Bancroft, A. Stevens, "Theory and Practice ofHistological Techniques", Edinburgh, Scotland •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,080 kg 1kg~0,926 l

BEOBACHTUNGEN: Filtrieren aller in der Lösung vorhandener Sedimente. •

ZUSAMMENSETZUNG:

Hämatoxylin	0,1 g
Kaliumaluminiumsulfat - Dodecahydrat	5 g
Natriumiodat	0,02 g
Glycerin	20 ml
Wasser, (für ein Gesamtvolumen von)	100 ml

SPEZIFIKATION:

Identität :
Identität entspricht

Maximum der Verunreinigungen

Geeignet für Hämatoxylin - Eosin Färbung entspricht

Ed.: 6 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 255298