



ARTIKELNUMMER: 255811

**Einschlussmittel (Xylolersatz) für die klinische Diagnostik
für Mikroskopie**

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, Nicht mischbar mit Wasser. • D 20/4 0,82 •
Flammpunkt:63 °C • Dampfdruck: (20 °C) 0,7 hPa • Explosionsgrenze:0,6 %(V)7,0 %(V) •

GEBRAUCHSANWEISUNG: Nach dem Einbetten des Präparates in Isoparaffin vorsichtig drei einzelne Tropfen
Einschlussmittel (Xylolersatz) für die klinische Diagnostik auf das Präparat tropfen und aushärten lassen.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte >10.000 mg/kg •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~0,820 kg 1kg~1,22 l

SPEZIFIKATION:

Dichte bei 25°C

0,815-0,825