



ARTIKELNUMMER: 256238

Histofix ® Entkalkung 2 für die klinische Diagnostik

® Eingetragene Warenzeichen der Panreac Química SLU. Mittlere Entkalkung für definiertes Gewebe

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,048 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LC50 Ratte 3124ppm (V) / 1h • VLA-EC (HCl) 10 ppm15 mg/m3 AGW (HCl) 7,6 mg/m3 AGW (HCl) 5 ppm



H: H290 •

P: P261 • P264 • P271 • P280 • P302+P352 • P501 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P321 • P332+P313 • P337+P313 • P362 • P403+P233 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 3264 • ADR: 8/II • IMDG: 8/II • IATA: 8/II • PAX: 851 • CAO: 855 • (E) •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,048 kg 1kg~0,954 l

SPEZIFIKATION:

Geeignet als Weichmacher

entspricht

Ed.: 3 . Vig.: 15.01.2011 .

Prod.: 256238