



ARTIKELNUMMER: 256462

Histofix ® Konservierungsmittel gebrauchsfertig für die klinische Diagnostik

CAS [50-00-0]
TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, durchlässig , farblose, mit Wasser mischbar D 20/4 1,019 • pH6,8 - 7,2 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 100 mg/kg • LC50 Ratte 203mg/m3 • LD50 dermal Kaninchen 270 mg/kg •
VLA-EC (Formaldehyd) 0,37 mg/m3 VLA-EC (Formaldehyd) 0,3 ppm



H: H350 • H317 • H341 • H302 •
P: P201 • P202 • P261 • P272 • P280 • P281 • P302+P352 • P308+P313 • P321 • P333+P313 • P363 • P405 •
P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,019 kg 1kg~0,981 l

SPEZIFIKATION:

Gehalt (iodometr.)	3,7-4,0 %
pH	6,8-7,2
Methanol (w/v)	1 - 1,5 %

Ed.: 5 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 256462