



ARTIKELNUMMER: 256991

Harris Hämatoxylin, modifizierte Lösung für die klinische Diagnostik

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN flüssig, granat, mit Wasser mischbar

Literatur Clark G., "Staining Procedures", 4th Ed., Williams and Wilkins ,Baltimore (1981) ; H. J. Conn , "Biological Stains", 9th Ed., Williamsand Wilkins , Baltimore , 472 (1977) ; R. García del Moral,"Laboratorio de Anatomía Patológica", 1ª Ed., McGraw-Hill , 129 (1993); E.B. Prosphet , B. Mills , J. B. Arrington , L. H. Sobin ,"Laboratory Methods in Histotechnology", Armed Forces Institute ofPathology , 56 (1992) ; S. Frankel , S. Reitman , A. C. Sonnenwirth ,"Gradwohl#s clinical I •

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,095 kg 1kg~0,913 l

BEOBACHTUNGEN: Filtrieren aller in der Lösung vorhandener Sedimente. •

SPEZIFIKATION:

Geeignet für Hämatoxylin - Eosin Färbung

entspricht