



ARTIKELNUMMER: 257462

Histofix ® Konservierungsmittel gebrauchsfertig (Pink) für die klinische Diagnostik

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit durchlässig , Rosafarbene, mit Wasser mischbar D 20/4 1,019 • pH6,8 - 7,2
• Es ist mit der Belichtung entfärbt

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: LD50 oral Ratte 100 mg/kg • LC50 Ratte 203mg/m³ • LD50 dermal Kaninchen 270 mg/kg • VLA-EC (Formaldehyd) 0,37 mg/m³ VLA-EC (Formaldehyd) 0,3 ppm



H: H350 • H317 • H341 •

P: P201 • P202 • P261 • P272 • P280 • P281 • P302+P352 • P308+P313 • P321 • P333+P313 • P363 • P405 • P501 •

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,019 kg 1kg~0,981 l

BEOBACHTUNGEN: Unter Lichtschutz lagern. •

SPEZIFIKATION:

Gehalt (iodometr.) 3,7 - 4,0 %

pH

6,8 - 7,2

Methanol (w/v)

1 - 1,5 %

Ed.: 2 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 257462