



ARTIKELNUMMER: 272168

Pufferlösung pH 4,00 (20°C)

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flüssigkeit, mit Wasser mischbar • D 20/4 1,01 • pH4,0 •

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.

INFORMATION GEWICHT / VOLUMEN: 1l~1,008 kg 1kg~0,992 l

ZUSAMMENSETZUNG:

Citronensäure - Monohydrat	11,768 g
Natronlauge 50 % w/w	6 ml
Salzsäure 35 %	3,96 ml
Konservierungsmittel 1%	5 ml
Wasser, ausreichend für eine Menge von	1 l

SPEZIFIKATION:

VARIATION DES pH WERTES IN ABHÄNGIGKEIT DER
TEMPERATUR:

T (°C)	ApH
--------	-----

0	+0,05
5	+0,04
10	+0,02
15	+0,01
20	
25	+0,01
30	+0,01
35	+0,01
40	+0,01
50	

Unsicherheit
Rückführbar

s. Zertifikat
NIST

pH bei 20°C

3,98 - 4,02

Ed.: 2 . Vig.: 10.07.2014 .

Prod.: 272168